



HDM 60 ECO BOX LZ BIO AFFICHAGES LITRES

Numéro d'article: 139601100

EAN: 4031109022354

LA DESCRIPTION

Description:

- Distributeur avec pompe auto-amorçante et affichage des litres uniquement

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

- Sortie d'impulsions pour raccordement à un émetteur disponible et un automate existant déjà sur place

Caractéristiques:

- Version: non étalonnable
- Pompe: à palettes, auto-amorcante
- Mesure: Compteur à roues ovale avec pulseur
- Flexible de: 4m DN 25 NBR avec pistolet automatique
- Refoulement : pistolet homologué ZVA Slimline avec pivot et raccroché
- Entrée: G 1"
 - Une arrivée des conduites sur l'arrière ou par le dessous sont possibles.Filtre à impuretés monté dans le volucompteur.
- Ligne d'aspiration: min. DN 25
- Caisson: en acier, revêtu à la poudre
- Ecran: LCD rétro-illuminé
- Liquide: Biodiesel conformément à EN14214
- Langues standard: DE,GB,FR,ES,DK,PL,RO,RU
- Conforme TRbF: avec bac récupérateur et surveillance de fuite

Vos avantages:

- Facile d'utilisation
- Simple à raccorder à un système existant

DÉTAILS TECHNIQUES

Débit	55l/min
Température ambiante	-20 - +55°C
Température du fluide	-10 - +35°C
Tuyau d'aspiration	DN 25
Alimentation (tension électrique)	230V

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer

Alimentation (fréquence électrique)	50Hz
Tuyau de soutirage	DN 25 x 4 m
Affichage	LCD-Digitalanzeige, beleuchtet
Nombre de points de soutirage	1
Précision	± 0,5%
Raccordement côté aspiration	G 1"
Hauteur d'aspiration	3,5m

ACCESSOIRES

233400373	Cadre de fondation HDM eco
233400185	Filtre à siège incliné G 1" pour HDM 60 eco Box
233400374	Kit console de montage HDM eco Box
233400375	Pied ajustable pour HDM eco Box
233400181	Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve aérienne
233400187	Valve anti-retour 1" pour HDM 60 eco, cuve enterrée
233400195	Kit de montage flexible 1m de retour à la cuve
233400177	Filtre Biodiesel avec support 1"

Utilisez les fonctions du site web pour vous souvenir ou pour comparer